

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C16orf93



Numéro de catalogue: 25364-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25364-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 387 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG21676

Numéro d'acquisition GenBank:

BC128129

Identification du gène (NCBI):

90835

Nom complet:

chromosome 16 open reading frame 93

MW calculé

331 aa, 38 kDa

MW observés:

34 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Raji,

Informations générales

C16orf93, also named as CCDC189, is a coiled-coil domain-containing protein which has four isoforms with MW 38 kDa, 34 kDa, 12 kDa and 20 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Raji cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25364-1-AP (C16orf93 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.