

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KIAA0907



Numéro de catalogue: 25419-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25419-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 520 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22217

Numéro d'acquisition GenBank:

BC062637

Identification du gène (NCBI):

22889

Nom complet:

KIAA0907

MW calculé

614 aa, 65 kDa

MW observés:

68 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules PC-13, tissu d'intestin grêle de souris, tissu hépatique de souris

IHC : tissu de cancer du poumon humain,

Informations générales

KIAA0907, also named as BLOM7, is 614 amino acid protein, which belongs to the UPF0469 family. KIAA0907 exists as four alternative splicing isoforms and its residues is modified by phosphorylase. KIAA0907 are frequently observed in lung cancer cells.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25419-1-AP (KIAA0907 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 25419-1-AP (KIAA0907 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).