

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TTC32



Numéro de catalogue: 25422-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25422-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC057850

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 453 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

130502

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

MW calculé

151 aa, 17 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

17-30 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG22115

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,

IP : tissu testiculaire de souris,

IHC : tissu testiculaire de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 25422-1-AP (TTC32 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25422-1-AP (TTC32 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-TTC32 (IP:25422-1-AP, 4ug; Detection:25422-1-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 4000ug.