

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SCML4



Numéro de catalogue: 25439-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25439-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 307 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22157

Numéro d'acquisition GenBank:

BC033286

Identification du gène (NCBI):

256380

Nom complet:

sex comb on midleg-like 4 (Drosophila)

MW calculé

414 aa, 45 kDa

MW observés:

50-60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris, cellules A375, cellules HEK-293

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25439-1-AP (SCML4 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.