

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TMEM102



Numéro de catalogue: 25505-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25505-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 247 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22213

Numéro d'acquisition GenBank:

BC046189

Identification du gène (NCBI):

284114

Nom complet:

transmembrane protein 102

MW calculé

508 aa, 54 kDa

MW observés:

50-60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules HeLa, cellules Jurkat, tissu cérébral de souris

IHC : tissu testiculaire humain, tissu cardiaque humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25505-1-AP (TMEM102 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 25505-1-AP (TMEM102 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 25505-1-AP (TMEM102 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).