

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MANSC1



Numéro de catalogue: 25586-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
25586-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 360 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG22357

Numéro d'acquisition GenBank:
BC032998

Identification du gène (NCBI):
54682

Nom complet:
MANSC domain containing 1

MW calculé
431 aa, 47 kDa

MW observés:
62 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, tissu de muscle squelettique humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25586-1-AP (MANSC1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.