

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF785



Numéro de catalogue: 25588-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25588-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC040642

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

146540

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

zinc finger protein 785

MW calculé

405 aa, 46 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

48-55 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG22291

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules A549, cellules HepG2, cellules PC-3

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25588-1-AP (ZNF785 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.