

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KLHL10



Numéro de catalogue: 25591-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25591-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC067753

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

317719

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

kelch-like 10 (Drosophila)

MW calculé

608 aa, 69 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

65-70 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG22368

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, tissu testiculaire de rat

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25591-1-AP (KLHL10 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at 4 degree celsius over night.