

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ASB13



Numéro de catalogue: 25616-1-AP

## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 25616-1-AP	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC012056	<b>Méthode de purification:</b> Purification par affinité contre l'antigène
<b>Taille:</b> 150ul , Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 79754	<b>Dilutions recommandées:</b> WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500 IF 1:10-1:100
<b>Hôte:</b> Lapin	<b>Nom complet:</b> ankyrin repeat and SOCS box-containing 13	
<b>Isotype:</b> IgG	<b>MW calculé:</b> 278 aa, 30 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG22533	<b>MW observés:</b> 30 kDa	

## Applications

**Applications testées:**  
IF, IHC, WB, ELISA

**Spécificité de l'espèce:**  
Humain, rat, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

**Contrôles positifs:**

**WB :** cellules L02, tissu cardiaque de rat, tissu cardiaque de souris, tissu hépatique de rat, tissu hépatique de souris

**IHC :** tissu d'intestin grêle humain, tissu de côlon humain

**IF :** cellules HepG2,

## Informations générales

### Stockage

**Stockage:**

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

**Tampon de stockage:**

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**


## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25616-1-AP (ASB13 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human small intestine tissue slide using 25616-1-AP (ASB13 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 25616-1-AP (ASB13 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).