

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZC3H7B



Numéro de catalogue: 25624-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
25624-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 650 µg/ml by
Nanodrop and 327 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG22555

Numéro d'acquisition GenBank:
BC152558

Identification du gène (NCBI):
23264

Nom complet:
zinc finger CCCH-type containing 7B

MW calculé
993 aa, 112 kDa

MW observés:
111 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB: cellules HUVEC, tissu cérébral de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HUVEC cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25624-1-AP (ZC3H7B Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.