

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Mammaglobin A



Numéro de catalogue: 25645-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25645-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 313 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22324

Numéro d'acquisition GenBank:

BC128252

Identification du gène (NCBI):

4250

Nom complet:

secretoglobin, family 2A, member 2

MW calculé

93 aa, 10 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu de cancer du sein humain, tissu mammaire humain

Informations générales

SCGB2A2, also known as mammaglobin A, is a member of the secretoglobin superfamily. It is a breast cancer-associated antigen almost exclusively over-expressed in primary and metastatic human breast cancers, making it a specific molecular marker and a potential therapeutic target for breast cancer. SCGB2A2 is a 93-amino acid protein with a calculated molecular weight of 10.5 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 25645-1-AP (Mammaglobin A antibody at dilution of 1:50) (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 25645-1-AP (Mammaglobin A antibody at dilution of 1:50) (under 40x lens).