

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-TTC17



Numéro de catalogue: 25660-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

25660-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22572

Numéro d'acquisition GenBank:

BC017238

Identification du gène (NCBI):

55761

Nom complet:

tetratricopeptide repeat domain 17

MW calculé

1141 aa, 130 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

IHC : tissu rénal humain,

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de *TE buffer pH 9.0*; (\*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)


W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 25660-1-AP (TTC17 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 25660-1-AP (TTC17 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).