

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KIAA0841



Numéro de catalogue: 25721-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 25721-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC064390	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 23354	Dilutions recommandées: IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: KIAA0841	
Isotype: IgG	MW calculé 633 aa, 72 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG22809		

Applications

Applications testées: IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu de cancer du côlon humain,
Spécificité de l'espèce: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

KIAA0841, also named as HAU55, contributes to mitotic spindle assembly, maintenance of centrosome integrity and completion of cytokinesis as part of the HAU5 augmin-like complex. KIAA0841 has two isoforms with MW 72 kDa and 33 kDa.

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 25721-1-AP (KIAA0841 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 25721-1-AP (KIAA0841 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).