

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-LPPR2



Numéro de catalogue: 25732-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue: 25732-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC009378	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 220 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 64748	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: lipid phosphate phosphatase-related protein type 2	
Isotype: IgG	MW calculé: 427 aa, 46 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG22839	MW observés: 37 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules 3T3-L1, cellules HeLa IHC : tissu de muscle squelettique humain,
Demandes citées: WB	
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	
Espèces citées: Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yuxuan Jiang	37054625	Placenta	WB

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



3T3-L1 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25732-1-AP (LPPR2 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 25732-1-AP (LPPR2 Antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skeletal muscle tissue slide using 25732-1-AP (LPPR2 Antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).