

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SETMAR



Numéro de catalogue: 25814-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25814-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 700 µg/ml by Nanodrop and 340 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22938

Numéro d'acquisition GenBank:

BC008931

Identification du gène (NCBI):

6419

Nom complet:

SET domain and mariner transposase fusion gene

MW calculé

671 aa, 77 kDa

MW observés:

77 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HL-60, cellules HEK-293T, cellules Jurkat, cellules L02

IP : cellules HL-60,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Qiuja Chen	35378129	J Biol Chem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HL-60 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25814-1-AP (SETMAR Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-SETMAR (IP:25814-1-AP, 4ug; Detection:25814-1-AP 1:500) with HL-60 cells lysate 1600ug.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25814-1-AP (SETMAR antibody) at dilution of 1:2500 incubated at room temperature for 1.5 hours.