

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DEPP



Numéro de catalogue: 25833-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25833-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 340 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22773

Numéro d'acquisition GenBank:

BC011402

Identification du gène (NCBI):

11067

Nom complet:

chromosome 10 open reading frame 10

MW calculé

212 aa, 23 kDa

MW observés:

37 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293,

Informations générales

DEPP, also named as FIG and C10orf10, is known to be differentially regulated in mouse tissues in response to hypoxia and oxidative stress. Moreover, Studies have reported that DEPP1 is one of the early adipogenic markers (PMID:36918557).

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Stefan Salcher	31591479	Oncogene	WB
Meng-Qi Su	29749481	Int J Oncol	
Zhou Wang	29440765	Cell Death Dis	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25833-1-AP (DEPP antibody at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.