

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RAB11FIP3



Numéro de catalogue: 25843-1-AP

Phare

3 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

25843-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 750 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22937

Numéro d'acquisition GenBank:

BC051360

Identification du gène (NCBI):

9727

Nom complet:

RAB11 family interacting protein 3 (class II)

MW calculé

756 aa, 82 kDa

MW observés:

82 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IHC 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris

IHC : tissu rénal humain,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Nicholas V G Iannantuono	34043006	J Cell Sci	IF
Nicholas V G Iannantuono	34152390	J Cell Sci	IF
Vijay Walia	31204173	Dev Cell	WB,IF

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 25843-1-AP (RAB11FIP3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 25843-1-AP (RAB11FIP3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



rat brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25843-1-AP (RAB11FIP3 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.