

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRIM36



Numéro de catalogue: 25913-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

25913-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC130334

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by

Nanodrop;

Identification du gène (NCBI):

55521

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

tripartite motif-containing 36

Isotype:

IgG

MW observés:

83 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG23240

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,

Spécificité de l'espèce:

Humain

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue was subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25913-1-AP (TRIM36 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.