

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-IQGAP3



Numéro de catalogue: 25930-1-AP

Phare

5 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:

25930-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC131536

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

128239

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000  
IHC 1:50-1:500

Hôte:

Lapin

Nom complet:

IQ motif containing GTPase activating protein 3

Isotype:

IgG

MW calculé

1631 aa, 185 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG23109

MW observés:

185 kDa

## Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules A431, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules MCF-7

IHC : tissu de cancer de l'estomac humain,

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yulan Zeng	32896617	Cancer Lett	WB,IHC
Khine Myint	36217548	iScience	WB
Qingqing Dai	36320006	BMC Cancer	IHC

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25930-1-AP (IQGAP3 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 25930-1-AP (IQGAP3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach cancer tissue slide using 25930-1-AP (IQGAP3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).