

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HAL



Numéro de catalogue: 25940-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

25940-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22985

Numéro d'acquisition GenBank:

BC096097

Identification du gène (NCBI):

3034

Nom complet:

histidine ammonia-lyase

MW calculé

657 aa, 73 kDa

MW observés:

73 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:10000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris, tissu hépatique de rat

IHC : tissu cutané humain, tissu cutané de souris

Informations générales

HAL, also named as Histidase and HIS, catalyzes the nonoxidative elimination of the α -amino group of histidine. It is closely related to the important plant enzyme phenylalanine ammonia-lyase. HAL has some isoforms with MW 73 kDa, 65 kDa and 49 kDa.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Runmin Che	36449354	Autophagy	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25940-1-AP (HAL antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 25940-1-AP (HAL Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).