

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RCOR3



Numéro de catalogue: 25970-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

25970-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 313 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23055

Numéro d'acquisition GenBank:

BC031608

Identification du gène (NCBI):

55758

Nom complet:

REST corepressor 3

MW calculé

436aa, 48 kDa; 495aa, 56 kDa

MW observés:

69 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris, tissu cérébral de rat

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 25970-1-AP (RCOR3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.