

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRMT61B



Numéro de catalogue: 26009-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26009-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop and 347 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23307

Numéro d'acquisition GenBank:

BC010365

Identification du gène (NCBI):

55006

Nom complet:

tRNA methyltransferase 61 homolog B (S. cerevisiae)

MW observés:

53 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules HeLa

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Uwe Richter	30262910	Nat Commun	WB
Wenjun Kuang	35277482	Cell Discov	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26009-1-AP (TRMT61B Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.