

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UFL1



Numéro de catalogue: 26087-1-AP

Phare

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26087-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23404

Numéro d'acquisition GenBank:

BC036379

Identification du gène (NCBI):

23376

Nom complet:

KIAA0776

MW observés:

80 kDa; 100 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

bovin, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293T,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Meiqian Kuang	31721015	Cell Stress Chaperones	WB,IHC,IF
Chengmin Li	31078114	Mol Immunol	WB
Meiqian Kuang	32655766	Oxid Med Cell Longev	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HEK-293T cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26087-1-AP (KIAA0776 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.