

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TEKT5



Numéro de catalogue: 26108-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26108-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC130336

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 340 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

146279

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

IHC 1:50-1:500

Nom complet:

tektin 5

Hôte:

Lapin

MW observés:

56 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23295

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : cellules COLO 320, cellules HepG2, cellules NIH/3T3, tissu cérébral de souris, tissu testiculaire de souris

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

IHC : tissu testiculaire de rat,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26108-1-AP (TEKT5 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat testis tissue slide using 26108-1-AP (TEKT5 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26108-1-AP (TEKT5 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.