

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C1orf58



Numéro de catalogue: 26109-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26109-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 240 µg/ml by Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23443

Numéro d'acquisition GenBank:

BC113635

Identification du gène (NCBI):

148362

Nom complet:

chromosome 1 open reading frame 58

MW observés:

46 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, tissu cérébral de souris

IP : cellules HepG2,

IHC : tissu de cancer du sein humain,

IF : cellules A431,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 26109-1-AP (C1orf58 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).




Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A431 cells using 26109-1-AP (C1orf58 antibody) at dilution of 1:100 and Coralite488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).




HEK293 cell lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26109-1-AP (C1orf58 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-C1orf58 (IP:26109-1-AP, 4ug; Detection:26109-1-AP 1:300) with HepG2 cells lysate 1680 ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 26109-1-AP (C1orf58 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26109-1-AP (C1orf58 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.