

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-DMRTB1



Numéro de catalogue: 26118-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

26118-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 400 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23639

Numéro d'acquisition GenBank:

BC029566

Identification du gène (NCBI):

63948

Nom complet:

DMRT-like family B with proline-rich C-terminal, 1

MW observés:

40-45 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

## Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire humain,

## Informations générales

DMRTB1, also named as Doublesex- and mab-3-related transcription factor B1, is a 342 amino acid protein, which contains 1 DM DNA-binding domain and belongs to the DMRT family. DMRTB1 is expressed in testis.

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)

W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26118-1-AP (DMRTB1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.