

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZFP90



Numéro de catalogue: 26120-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26120-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 440 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23381

Numéro d'acquisition GenBank:

BC140886

Identification du gène (NCBI):

146198

Nom complet:

zinc finger protein 90 homolog (mouse)

MW calculé

73 kDa

MW observés:

70-75 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, tissu testiculaire de rat

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26120-1-AP (ZFP90 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.