

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF470



Numéro de catalogue: 26134-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26134-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 413 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23450

Numéro d'acquisition GenBank:

BC136762

Identification du gène (NCBI):

388566

Nom complet:

zinc finger protein 470

MW observés:

73-83 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IF 1:800-1:3200

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de rat,

IF : cellules U2OS,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



rat testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26134-1-AP (ZNF470 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using ZNF470 antibody (26134-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).