

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C13orf33



Numéro de catalogue: 26137-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26137-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 260 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23516

Numéro d'acquisition GenBank:

BC101626

Identification du gène (NCBI):

84935

Nom complet:

chromosome 13 open reading frame 33

MW observés:

34-45 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2,

IP : cellules HepG2,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26137-1-AP (C13orf33 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-C13orf33 (IP:26137-1-AP, 4ug; Detection:26137-1-AP 1:300) with HepG2 cells lysate 4000ug.