

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZC3H8



Numéro de catalogue: 26152-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26152-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 900 µg/ml by Nanodrop and 433 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23514

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032001

Identification du gène (NCBI):

84524

Nom complet:

zinc finger CCCH-type containing 8

MW observés:

35 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules K-562, cellules PC-3

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Asier Iturrate	36084634	Am J Hum Genet	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26152-1-AP (ZC3H8 antibody) at dilution of 1:16000 incubated at room temperature for 1.5 hours.