

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-EIF3A



Numéro de catalogue: 26178-1-AP

7 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26178-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG22515

Numéro d'acquisition GenBank:

BC114429

Identification du gène (NCBI):

8661

Nom complet:

eukaryotic translation initiation factor 3, subunit A

MW calculé

1382 aa, 166 kDa

MW observés:

166 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, RIP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293,

IF : cellules HEK-293,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Zonghong Li	30295850	Nucleic Acids Res	WB
Zhenwei Li	34825733	J Clin Lab Anal	WB
Tian Luo	28553621	Front Cell Infect Microbiol	WB, IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26178-1-AP (EIF3A Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HEK-293 cells using 26178-1-AP (EIF3A antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).