

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GAB1



Numéro de catalogue: 26200-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26200-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG24395

Numéro d'acquisition GenBank:

BC064848

Identification du gène (NCBI):

2549

Nom complet:

GRB2-associated binding protein 1

MW calculé

724 aa, 80 kDa

MW observés:

110 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:8000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules C6, cellules K-562

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Nai-Jie Fu	35307375	Toxicol Appl Pharmacol	WB, IF
Hongwei Chu	34932315	Anal Chem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26200-1-AP (GAB1 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.