

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HRG



Numéro de catalogue: 26252-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26252-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 360 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG16278

Numéro d'acquisition GenBank:

BC069574

Identification du gène (NCBI):

3273

Nom complet:

histidine-rich glycoprotein

MW calculé

525 aa, 60 kDa

MW observés:

70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:5000-1:50000

IHC 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

rat

Contrôles positifs:

WB : tissu plasmatique humain,

IHC : tissu hépatique de souris,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yun Gu	30356713	Front Pharmacol	

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



human plasma were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26252-1-AP (HRG antibody) at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse liver tissue slide using 26252-1-AP (HRG antibody) at dilution of 1:2000 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).