

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZXDA



Numéro de catalogue: 26261-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
26261-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 600 µg/ml by
Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG23411

Numéro d'acquisition GenBank:
BC059356

Identification du gène (NCBI):
7789

Nom complet:
zinc finger, X-linked, duplicated A

MW observés:
85-90 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules A431,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26261-1-AP (ZKDA Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.