

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PDE7A



Numéro de catalogue: 26277-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
26277-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 300 µg/ml by
Nanodrop and 200 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG24334

Numéro d'acquisition GenBank:
BC126360

Identification du gène (NCBI):
5150

Nom complet:
phosphodiesterase 7A

MW calculé
482 aa, 56 kDa

MW observés:
48 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Demandes citées:
WB

Spécificité de l'espèce:
Humain

Espèces citées:
rat

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules K-562

Informations générales

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|
| Jose A Morales-Garcia | 31473904 | Mol Neurobiol | WB |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26277-1-AP (PDE7A Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.