

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RNF144B/IBRDC2



Numéro de catalogue: 26306-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26306-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23679

Numéro d'acquisition GenBank:

BC063311

Identification du gène (NCBI):

255488

Nom complet:

ring finger protein 144B

MW observés:

34 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:100-1:400

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB: cellules HeLa,

IP: cellules HeLa,

IHC: tissu rénal humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26306-1-AP (RNF144B/IBRDC2 antibody at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-RNF144B/IBRDC2 (IP:26306-1-AP, 4ug; Detection:26306-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 2400ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 26306-1-AP (RNF144B/IBRDC2 antibody at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 26306-1-AP (RNF144B/IBRDC2 antibody at dilution of 1:200 (under 40x lens).