

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZNF828



Numéro de catalogue: 26315-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

26315-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23698

Numéro d'acquisition GenBank:

BC065237

Identification du gène (NCBI):

283489

Nom complet:

zinc finger protein 828

MW observés:

110-130 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:12000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

IF 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IF, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules Jurkat,

IP: cellules Jurkat,

IF: cellules HeLa,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26315-1-AP (ZNF828 Antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ZNF828 (IP:26315-1-AP, 4ug; Detection:26315-1-AP 1:1000) with Jurkat cells lysate 4000ug.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using 26315-1-AP (ZNF828 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).