

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DYDC1



Numéro de catalogue: 26327-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26327-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC019250

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1200 µg/ml by Nanodrop and 533 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

143241

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

DPY30 domain containing 1

MW observés:

25-30 kDa

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23693

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris,

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xin Zhang	36417862	Cell Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26327-1-AP (DYDC1 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.