

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-COMMD7



Numéro de catalogue: 26361-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26361-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23816

Numéro d'acquisition GenBank:

BC047440

Identification du gène (NCBI):

149951

Nom complet:

COMM domain containing 7

MW calculé

22 kDa

MW observés:

22 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HepG2, cellules HuH-7, cellules SMMC-7721

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26361-1-AP (COMMD7 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.