

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SLC5A6



Numéro de catalogue: 26407-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26407-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 800 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23907

Numéro d'acquisition GenBank:

BC012806

Identification du gène (NCBI):

8884

Nom complet:

solute carrier family 5 (sodium-dependent vitamin transporter), member 6

MW observés:

69 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Caco-2, cellules COLO 320, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris, tissu d'intestin grêle de souris

IP : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
James R Byrnes	35217172	Mol Cell Proteomics	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Caco-2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26407-1-AP (SLC5A6 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-SLC5A6 (IP:26407-1-AP, 4ug; Detection:26407-1-AP 1:500) with mouse brain tissue lysate 5200ug.