

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C13orf1



Numéro de catalogue: 26510-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 26510-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC022519	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 57213	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: chromosome 13 open reading frame 1	
Isotype: IgG	MW observés: 17 kDa, 20 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG23487		

Applications

Applications testées: IF, IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu cérébral de souris, IHC : tissu de lymphome humain, IF : cellules PC-12,
Spécificité de l'espèce: Humain, souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

C13orf1, also named as SPRYD7 and CLLD6, is involved in hematopoiesis via NOTCH signaling. C13orf1 plays an important role in the pathogenesis of B-CLL. There're some isoforms of C13orf1 with MW 15-17 kDa and 19-22 kDa.

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26510-1-AP (C13orf1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma tissue slide using 26510-1-AP (C13orf1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lymphoma tissue slide using 26510-1-AP (C13orf1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed PC-12 cells using 26510-1-AP (C13orf1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).