

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MUDENG



Numéro de catalogue: 26567-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26567-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG23486

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013174

Identification du gène (NCBI):

55745

Nom complet:

MU-2/AP1M2 domain containing, death-inducing

MW observés:

55 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HL-60,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Xuan Zhou	35764118	Chemosphere	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HL-60 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26567-1-AP (MUDENG antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.