

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-C22orf33



Numéro de catalogue: 26577-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

26577-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC042635

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

339669

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

chromosome 22 open reading frame

IF 1:50-1:500

Isotype:

IgG

33

MW observés:

31 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG23900

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire humain,

Spécificité de l'espèce:

Humain

IF : cellules U2OS,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed U2OS cells using 26577-1-AP (C22orf33 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



human testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26577-1-AP (C22orf33 Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.