

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-OTX1



Numéro de catalogue: 26595-1-AP

Phare

Informations de base

Numéro de catalogue:

26595-1-AP

Numéro d'acquisition GenBank:

BC007621

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 433 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Identification du gène (NCBI):

5013

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Hôte:

Lapin

Nom complet:

orthodenticle homeobox 1

MW calculé

37 kDa

Isotype:

IgG

MW observés:

37-43 kDa

Immunogen Catalog Number:

AG24252

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Contrôles positifs:

WB: cellules COLO 320, cellules HEK-293

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

OTX1, also named as Orthodenticle homolog 1, is a 354 amino acid protein, which belongs to the paired homeobox family. OTX1 is expressed in brain and detected in the anterior part of the neural fetal retina. OTX1 probably plays a role in the development of the brain and the sense organs.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



WB result of OTX1 antibody (26595-1-AP; 1:600; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-OTX1 transfected HEK-293 cells.



COLO 320 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26595-1-AP (OTX1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.