

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ABCD3



Numéro de catalogue: 26720-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
26720-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 700 µg/ml by
Nanodrop;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG24760

Numéro d'acquisition GenBank:
BC068509

Identification du gène (NCBI):
5825

Nom complet:
ATP-binding cassette, sub-family D
(ALD), member 3

MW observés:
70 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu de côlon de souris, tissu hépatique de rat,
tissu hépatique de souris, tissu rénal de souris

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26720-1-AP (ABCD3 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.