

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-ENTPD5



Numéro de catalogue: 26746-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

26746-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 1000 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG25022

Numéro d'acquisition GenBank:

BC130485

Identification du gène (NCBI):

957

Nom complet:

ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5

MW observés:

47 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:200-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

## Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (\*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.**

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris,

IP : tissu hépatique de souris,

IHC : tissu hépatique humain,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)


W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26746-1-AP (ENTPD5 Antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ENTPD5 (IP:26746-1-AP, 4ug; Detection:26746-1-AP 1:300) with mouse liver tissue lysate 6000ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 26746-1-AP (ENTPD5 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver tissue slide using 26746-1-AP (ENTPD5 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).