

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-WDR41



Numéro de catalogue: 26817-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26817-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop and 500 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG25275

Numéro d'acquisition GenBank:

BC040241

Identification du gène (NCBI):

55255

Nom complet:

WD repeat domain 41

MW calculé

459 aa, 52 kDa

MW observés:

52 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral humain fœtal,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
John L Goodier	32678027	Acta Neuropathol Commun	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



fetal human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26817-1-AP (WDR41 Antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.