

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-CNTROB



Numéro de catalogue: 26880-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

26880-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG25454

Numéro d'acquisition GenBank:

BC021134

Identification du gène (NCBI):

116840

Nom complet:

centrobin, centrosomal BRCA2 interacting protein

MW calculé

903 aa, 101 kDa

MW observés:

60-70 kDa, 100-130 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

IF : cellules A431,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Tianyu Wu	36395215	Science	IF
Johnny M Tkach	35758262	Elife	IF
Onur Rojhat Karasu	36315013	J Cell Biol	WB,IF,

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed A431 cells using 26880-1-AP (CNTROB antibody) at dilution of 1:50 and CoraLite488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 26880-1-AP (CNTROB Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.