

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-XKRX



Numéro de catalogue: 27049-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:	Numéro d'acquisition GenBank:	Méthode de purification:
27049-1-AP	BC137010	Purification par affinité contre l'antigène
Taille:	Identification du gène (NCBI):	Dilutions recommandées:
150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	402415	WB 1:500-1:1000
Hôte:	Nom complet:	IHC 1:50-1:500
Lapin	XK, Kell blood group complex subunit-related, X-linked	
Isotype:	MW calculé	
IgG	462 aa, 54 kDa	
Immunogen Catalog Number:	MW observés:	
AG25266	52 kDa	

Applications

Applications testées:	Contrôles positifs:
IHC, WB, ELISA	WB : tissu placentaire humain,
Spécificité de l'espèce:	IHC : tissu placentaire humain,
Humain	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 27049-1-AP (XKR χ Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 27049-1-AP (XKR χ Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using 27049-1-AP (XKR χ Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).