

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Pericentrin



Numéro de catalogue: 27084-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 27084-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: AK093923	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 5116	Dilutions recommandées: IHC 1:400-1:1600 IF 1:50-1:500
Hôte: Lapin	Nom complet: pericentrin	
Isotype: IgG	MW calculé 378 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG25888		

Applications

Applications testées: IF, IHC, ELISA	Contrôles positifs: IHC : tissu de cancer de la thyroïde humain, IF : cellules HeLa,
Spécificité de l'espèce: Humain	

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

PCNT, also named as KIAA0402, PCNT2, Pericentrin-B and Kendrin, is an integral component of the filamentous matrix of the centrosome involved in the initial establishment of organized microtubule arrays in both mitosis and meiosis. PCNT plays a role, together with DISC1, in the microtubule network formation. PCNT is a marker of centrosome. Defects in PCNT are the cause of microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type 2 (MOPD2).

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using Pericentrin antibody (27084-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thyroid cancer tissue slide using 27084-1-AP (Pericentrin antibody) at dilution of 1:800 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thyroid cancer tissue slide using 27084-1-AP (Pericentrin antibody) at dilution of 1:800 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).